

- : બાયો મેડીકલ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટના નિયમો :-

- (૧) હોસ્પિટલ/ક્લિનિક માં ઉત્પન્ન થતો તમામ બાયો-મેડીકલ વેસ્ટ કલરકોડ પ્લાસ્ટીક બેગમાં તેમજ કલરકોડ પ્રમાણે Bar Code / QR Code સ્ટીકર લગાવીને ભરી આપવાની જવાબદારી હોસ્પિટલ/ક્લિનિકની રહેશે.
- (૨) કલેક્શન કાર્ડમાં વજન, સહી તેમજ વિગતો હોસ્પિટલના ડૉ./સ્ટાફ ફરીજીયાત સ્પષ્ટ અને ચોખ્ખા અક્ષરોથી લખવાનું રહેશે. હો./ક્લિનિકને અપાતા રેકૉર્ડ કીર્પીંગ રજીસ્ટરને સાચવવાની તેમાં એન્ટ્રી કરાવવાની જવાબદારી જે તે હોસ્પિટલ/ક્લિનિકની રહેશે.
- (૩) પીળી બેગમાં શરીરના અવયવો, લ્યુમન/પ્રાણી ટીસ્યુસ, ફલ્યુડ તેમજ ડ્રેસીંગ મટેરીયલ્સ, કોટન વેસ્ટ, સોલીડ પ્લાસ્ટિક કાસ્ટ, લીનન બેડીંગ્સ વગેરે બલકવાળા મટીરીયલ્સ અને એક્સપાયરી દવાઓનો કચરો ભરવો.
- (૪) લાલબેગમાં આય-વી સેટસ, પ્લાસ્ટીક બોટલ્સ, ડ્યુબીંગ્સ વગેરે કચરો કાપીને ભરવો.
- (૫) વાદળી બેગમાં ગ્લાસ બોટલ, ઈન્જેક્ટેડ વાયલ, એમ્બ્યુલ્સ (સાયટોટોક્સીક સિવાયના), મેટાલીક બોડી ઇમ્પ્લાન્ટ્સનો કચરો ભરવો.
- (૬) સફેદ (શાર્પ કંટેનર) માં ધારદાર કચરો એટલે કે નીડલ, સ્કાલપેલ્સ, બ્લેડ્સ વગેરે કચરો ભરવો.
- (૭) ઉપરમુજબ જણાવેલ બેગ પ્રમાણે સેગ્રીગેશન કરાયેલો બાયો-મેડીકલ વેસ્ટ જ લેવામાં આવશે. સેગ્રીગેશન કરવાની જવાબદારી ડૉ./હોસ્પિટલની રહેશે.
- (૮) બાયો-મેડીકલ વેસ્ટ નહીં હોય તો બેગ આપવામાં આવશે નહીં.
- (૯) એમ્બ્યુટેટેડ બોડી પાર્ટ્સ હશે તો તે બાબતે હોસ્પિટલ/ડૉ. સર્ટીફિકેટ આપવાનું રહેશે.
- (૧૦) નગર પાલીકાનો કચરો, લીલા નાળીયેર, ફુટના છોતરા, એકવાડ વેગેરે બાયો-મેડીકલ વેસ્ટની થેલીમાં ભેગા નાંખવો નહીં, (તેના માટે જુદી બેગ સંસ્થાએ વાપરવી) તે કચરો પાલીકાની જે તે વ્યવસ્થામાં નીકાલ કરવો.

In-House Treatment (ઇન-હાઉસ ટ્રીટમેન્ટ)

- (૧) કલર કોડીંગ પ્રમાણે વેસ્ટનું વર્ગીકરણ કરવું.
- (૨) બાયો-મેડીકલ વેસ્ટ કલર કોડીંગ પ્રમાણે ડસ્ટબીન રાખવા, તેની ઉપર "બાયો-હૅઝાર્ડ" નું સ્ટીકર લગાડેલ હોવું જોઈએ અને તેની અંદર જે તે કલર ડસ્ટબીન પ્રમાણે થેલી મુકેલી હોવી જોઈએ.

- (૩)  ઇલેક્ટ્રીક નીડલ બર્નર-કટર દ્વારા નીડલો-સીરિંગ ટોપ કટ કરવી.



- (૪) ડબલ બકેટ સિસ્ટમ દ્વારા ૧% હાયપોકલોરાઇટથી બાયો-મેડીકલ વેસ્ટ ડીસઇન્ફેક્ટ કરવો.

તા.	પીળી થેલી	લાલ થેલી	વાદળી થેલી	સફેદ (શાર્પ કંટેનર)	સમય	વાહન નં.	સહી ક્વૉન્ટમ
૧	૦૦	૦-200g					રોહામી
૨							
૩							
૪	૦૦	૦૦					રોહામી
૫							રોહામી
૬	૦૦	૦૦					રોહામી
૭							રોહામી
૮	૦૦	૦૦					રોહામી
૯							
૧૦							
૧૧	૦૦	૦૦					રોહામી
૧૨							રોહામી
૧૩	૦૦	૦૦					રોહામી
૧૪							
૧૫							
૧૬							
૧૭							
૧૮	૦૦	૦-400g					રોહામી
૧૯							રોહામી
૨૦	૦૦	૦૦					રોહામી
૨૧							રોહામી
૨૨	૦૦	૦૦					રોહામી
૨૩							
૨૪							
૨૫	૦૦	૦૦					રોહામી
૨૬							રોહામી
૨૭	૦૦	૦૦					રોહામી
૨૮							
૨૯							
૩૦							
૩૧							
ટોટલ						સહી	